



ABER HALLO

Ausgabe 2.17
April - August 2017

KaVo - Spezial

Super Mix-Aktions-Paket



Beim Kauf eines Instrumentenpaketes, bestehend aus fünf Instrumenten Ihrer Wahl (MASTER- und/oder EXPERT- Serie*), erhalten Sie einen Preisnachlass in Höhe des Preises des günstigsten Instrumentes im Paket.

* Winkelstücke, Handstücke, Turbinen, Sonicflex jeglicher Kombination. Köpfe zählen nur in Verbindung mit einem Unterteil als Instrument. Diese Aktion kann nicht mit anderen Aktionen sowie mit den SMARTmatic PROPHY Instrumenten kombiniert werden.

MASTERmatic Lux M25 L

- Schnellläufer – kleiner Kopf, großer Unterschied.
- Übertragung 1:5 (bis zu 200.000 U/min).
 - Enorme Laufruhe durch Triple-Gear-Technologie.
 - Beste Sicht durch patentierte Kniewinkelkombination.
 - Mehr Sicherheit durch austauschbaren Mikrosprayfilter.

118663
Stück
Aktionspreis **1.019,-**

- MASTER-Serie**
- Keramikkugellager.
 - Glasstablichtleiter 25.000 Lux.
 - 24 Monate Garantie.
 - Plasmatec-Beschichtung.



KAVO
Dental Excellence

MASTERmatic Lux M25 L
1.019,-

Die neue KaVo Prophylaxewelt – siehe Seite 2.

MASTERtorque LUX M9000 L / LS

- Turbine mit Direct Stop Technologie DST
- Schneller Stop in 1 Sek. - Null Rücksaugung.
 - Extrem leise (nur 57 dB(A)).
 - Starke Leistung (23 Watt).
 - Hohe Hygiene und Lebensdauer durch DST.



- | | |
|---------------------|------------------------|
| 108246 | silber |
| 109859 | braun |
| 109860 | anthrazit |
| 108247 | LS, passend für Sirona |
| Stück | |
| Aktionspreis | 969,- |

MASTERtorque
LUX M9000 L / LS
969,-



KaVo SMARTmatic PROPHYLAXE Winkelstücke

Oszillierende Winkelstücke – passend für alle Poliersysteme.

- 70° oszillierende Bewegung.
- Geringe Wärmeentwicklung an der Zahnoberfläche.
- Polierpaste bleibt am Polierkelch haften.
- Kein Hochziehen von Speichel am Polierer.
- Saubere und effektive Politur auch in schwer zu erreichenden Zahnzwischenräumen.
- Sehr kleine Köpfe für beste Sicht auf das Behandlungsfeld.
- Untersetzung 8:1.



128056



S53 für Polierer/Bürstchen mit Winkelstückschaft

Stück
Aktionspreis **299,-**


128047



S31 rotierendes Winkelstück für Srew-In und Snap-On Aufsätze

Stück
Aktionspreis **269,-**

128055



S33 für Snap-On Bürstchen/Kelche

Stück
Aktionspreis **299,-**

128048



S19 Handstück rotierend für Einmal-Phyflaxe-Köpfe (Doriot)

Stück
Aktionspreis **179,-**



SMARTmatic S53

299,-

PROPHYflex 3



Strahlend sauber- Zahreinigung ganz einfach.

- Schnelle und schmerzarme Entfernung von Zahnbelägen und Verfärbungen.
- Sub- und supragingivale Anwendung.

29346



schwarz

74073



violett

116604



Sirona, violett

Stück
Aktionspreis **849,-**



Aktions-Paket

1 PROPHYflex 3 nach Wahl
1 Packung PROHYpearls 80 x 15 g
Sticks neutral

Aktionspreis 819,-

PROPHYflex Perio

Die perfekte Ergänzung für das PROPHYflex 3:

- Perio tip für subgingivale Behandlungen.
- Entfernt Biofilm in den Taschen.
- Reinigt Implantate.
- Für eine fokussierte und schonende Reinigung.

117735



Kit 2 Pulverbehälter mit Gummiverschluss, 20 g Perio Powder, 3 perio Tips, Pulver-Regulierungsdüse (kleiner Durchmesser), Adapter, Schlüssel, Düsennadel

Aktionspreis 249,-

109442



Packung 4 x 100 g Flaschen

Aktionspreis 69,-

109436



Packung 80 x 15 g PropHYpearls Neutral

Aktionspreis 109,-

PROPHYflex Perio Kit

249,-



SONICflex Quick 2008 L / LS Set

Das Air-Scaler Multitalent für Ihre Praxis.

- Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Chirurgie, Präparation.
- Sehr große Spitzenvielfalt.
- Sanfte und schonende Abtragsleistung durch Schallanwendung.
- Luftbetrieben auf MULTIflex-Kupplung.

83021

Set Handstück L, inkl. 3 SONICflex Scalerspitzen (Nr. 5A, Nr. 6A, Nr. 7A)

76240

Set Handstück LS passend für Sirona, inkl. 3 SONICflex Scalerspitzen (Nr. 5A, Nr. 6A, Nr. 7A)

Aktionspreis **1.419,-**



SONICflex Quick
2008 L / LS Set
1.419,-

MASTERmatic Lux M05 L mini

Schnellläufer im Miniformat

- Übertragung 1:5 (bis zu 200.000 U/min.).
- Speziell für Kurzschaftbohrer.
- Großer Vorteil bei schwer zugänglichen Bereichen (z.B. Kinder- und Seniorenbehandlung).

118659

Stück
Aktionspreis **1.019,-**

MASTERmatic Lux
M05 L mini
1.019,-



MASTERmatic Lux M10 L

Für Handstück - und Winkelstückbohrer

- Übertragung 1:1 (bis zu 25.000 U/min.).
- Auch für leichte extraorale Techniken geeignet.

118661

Stück
Aktionspreis **709,-**

MASTERmatic Lux M10 L
709,-



MASTERtorque

LUX Mini M8700 L / LS

Mini-Turbine mit Direct Stop Technologie DST

- Exzellente Sicht durch Minikopf (12,1mm Höhe).
- Schneller Stop in 1 Sek. - Null Rücksaugung.
- Fokussiertes Licht ohne Blendeffekt.
- Hohe Hygiene und Lebensdauer durch DST.

118665

L

118668

LS, passend für Sirona

Stück
Aktionspreis **969,-**



MASTERtorque
LUX Mini M8700 L / LS
969,-

MASTERmatic Lux M29 L

Speziell für Endoanwendungen

- Untersetzung 7,4:1 (bis zu 25.000 U/min.).
- Austauschbarer Mikrosprayfilter.
- kompatibel mit allen INTRA-Köpfen.

118664

Stück
Aktionspreis **649,-**

MASTERmatic Lux M29 L
649,-



ABER
HALLO

MASTERmatic Lux M07 L

Maximale Behandlungsflexibilität

- Untersetzung 2,7:1 (bis zu 25.000 U/min.).
- Kariesexkavation und Prophylaxe-
wendungen.
- Austauschbarer Mikrosprayfilter.
- Kompatibel mit allen INTRA-Köpfen.

118660



Stück

Aktionspreis **569,-**

MASTERmatic Lux M07 L

569,-



MASTERmatic Lux M20 L

Der Praxisstandard für Kariesexkavation.

- Übertragung 1:1 (bis zu 25.000 U/min.).
- Austauschbarer Mikrosprayfilter.
- Kompatibel mit allen INTRA-Köpfen.

118662



Stück

Aktionspreis **479,-**

MASTERmatic Lux M20 L

479,-



KaVo INTRA LUX Köpfe: 14 Wechselköpfe für höchste Flexibilität / Verwendung für MASTERmatic, GENTLEpower, INTRAmatic und INTRAflex-Unterteile / Langlebig dank Edelstahlgehäuse



L 68 INTRA

Kopf 1:1 (blau) - Standardpräparation

- Max. Drehzahlzahl 40.000 U/min.
- Ideal für Kavitäten- und Kronenpräparation,
zum Finieren u. Exkavieren.
- Für Winkelstückbohrer 2,35 mm.

103989



Stück

Aktionspreis **249,-**

L 68 INTRA

249,-



L 67 INTRA

Kopf 2:1 (grün) - Standardpräparation

- Max. Drehzahlzahl 20.000 U/min.
- Ideal für Kavitäten- und Kronenpräparation,
zum Finieren u. Exkavieren.
- Für Winkelstückbohrer 2,35 mm.
- Erhöhtes Durchzugsvermögen.

103990



Stück

Aktionspreis **249,-**

L 67 INTRA

249,-



L 61 R INTRA

Kopf 1:1 (orange) - Prophylaxe

- Mit gedämpften Hub 0,8 mm und
36 Rasteinstellungen.
- Für Interdentalfleilen z.B. intensiv.

105417



Stück

Aktionspreis **399,-**

L 61 R INTRA

399,-



L 3 INTRA

Kopf 1:1 (orange) - Endodontie

- Wechselseitige Drehbewegungen
von ca. 90 Grad.
- Für Handwurzelkanalinstrumente.

104126




Stück

Aktionspreis **249,-**

L 3 INTRA

249,-



Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Depots“. Angebot solange der Vorrat reicht, gültig vom 01.04. bis 31.08.2017. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. **Alle Preise in diesem Aber Hallo verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Dental-Union GmbH in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.** Die in diesem Flyer dargestellten QR-Codes führen zu Internet-Angeboten Dritter. Dental-Union GmbH ist um sorgfältige Prüfung bemüht, übernimmt jedoch keinerlei Haftung für die von Dritten generierten Inhalte.

EXPERT-Serie - Hohe Effizienz durch: Edelstahlkopf / Verstärktes Spannzangensystem / Glasstablchtleiter 25.000 Lux / 18 Monate Garantie



EXPERTmatic E25 L

- Schnellläuferwinkelstück 1:5 (rot)
- Maximaldrehzahl 200.000 U/min.
 - Keramik Kugellager.
 - Für Bohrschaft Ø 1,6 mm.

20755



Stück
Aktionspreis **749,-**

EXPERTmatic E25 L
749,-



EXPERTmatic E20 L

- Winkelstück 1:1 (blau)
- Drehzahlbereich (max.) 40.000 U/min.
 - Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20761



Stück
Aktionspreis **549,-**

EXPERTmatic E20 L
549,-



EXPERTmatic E15 L

- Winkelstück 5,4:1 (grün)
- Drehzahlbereich (max.) 7.400 U/min.
 - Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20756



Stück
Aktionspreis **609,-**

EXPERTmatic E15 L
609,-



EXPERTmatic E10 C

- Handstück 1:1 (blau)
- Drehzahlbereich (max.) 40.000 U/min.
 - Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20762



Stück
Aktionspreis **349,-**

EXPERTmatic E10 C
349,-



EXPERTtorque E680 L/LS

Turbine

- Effiziente Arbeitsabläufe und optimale Zugänglichkeit durch neuen, kleineren Standardkopf und 100°-Kniewinkel.
- Sicherheit und Hygiene durch austauschbarem Wasserfilter.
 - Effiziente Handhabung durch MULTIflex-Kupplung und Keramik-Kugellager.



20753



99920



Stück
Aktionspreis **679,-**

EXPERTtorque E680 L/LS
679,-



EXPERTtorque E677 L

Turbine

- Einfacheres Arbeiten in schwierigen Behandlungssituationen.
- Optimale Zugänglichkeit durch Miniatur-Kopfgehäuse.
 - Keine Kurzschaftbohrer notwendig.
 - Sicherheit und Hygiene durch austauschbarem Wasserfilter.
 - 3-Düsen-Spray.



20754



Stück
Aktionspreis **679,-**

EXPERTtorque E677 L
679,-



QUATTROcare PLUS

Optimale Pflege für langfristige Werterhaltung Ihrer Instrumente, Turbinen und Spannzangen.

- Einfaches, komfortables Handling.
- Günstiger Anschaffungspreis, geringe Kosten für Verbrauchsmaterial (QUATTROcare-Spray).
- Sichert Werterhaltung und Lebensdauer.

21924



Stück
Aktionspreis **1.729,-**



KAVO
Dental Excellence

Aktions-Paket

1 QUATTROcare PLUS
1 EXPERTorque E680 L oder LS oder
1 EXPERTmatic E25 L

Aktionspreis **1.649,-**

CORONAFlex



Zahnersatz professionell entfernen – effizient und schonend.

- Schmerzarme Kronenentfernung.
- Sichere Anwendung zur Entfernung von Zahnersatz (oft wiederverwendbar).
- Sterilisierbar / mit Zubehör.
- Luftbetrieben auf MULTIflexkupplung.

58814



Stück
Aktionspreis **1.569,-**



CORONAFlex
1.569,-

Sonicflex LUX 2003 L

Airscaler mit Licht



Airscaler für Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Chirurgie, Präparation.

- Sehr große Spitzenvielfalt.
- Sanfte und schonende Abtragsleistung durch Schallanwendung.
- Luftbetrieben auf MULTIflexkupplung.

29572



Set SONICflex LUX 2003 L Airscaler mit Drehmomentschlüssel, inkl. 3 SONICflex Scalerspitzen (Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7)

Aktionspreis **1.419,-**

Sonicflex LUX 2003 L
1.419,-



RONDOflex Plus 360



Air-Abrasions-System mit Spray.

- Minimalinvasive Kavitätenpräparation.
- Aufziehen von Fissuren.
- Aufbereiten von Klebeflächen.
- Entfernen von Zementresten aus Kronen und Brücken (extraoral).

42272



Stück inklusive 2 Pulverbehälter, Reinigungsbohrer, Düsenadel, Pulver, Kanüle, Schlüssel

Aktionspreis **1.549,-**



RONDOflex Plus 360
1.549,-

MULTIflex LUX

Kupplung 465



4-Loch LUX Anschluss.

- Drehring-Sprayregulierung mit Raststellungen.
- Rückschlagventil.

58829



Stück 465 LRN

Aktionspreis **329,-**

92306



Stück 465 LED

Aktionspreis **369,-**



MULTIflex LUX LRN 465 ab

329,-

Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Depots“. Angebot solange der Vorrat reicht, gültig vom 01.04. bis 31.08.2017. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. **Alle Preise in diesem Aber Hallo verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Dental-Union GmbH in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.** Die in diesem Flyer dargestellten QR-Codes führen zu Internet-Angeboten Dritter. Dental-Union GmbH ist um sorgfältige Prüfung bemüht, übernimmt jedoch keinerlei Haftung für die von Dritten generierten Inhalte.

EXPERTsurg Lux



Sicheres und effizientes Arbeiten.

- Superleichter und kleiner Chirurgiemotor mit 80 Ncm.
- Höchstes Präzision durch Auto-Kalibrierung.
- Intuitives Programmieren aller Arbeitsschritte.



114465



Set Chirurgiemotor INTRA LUX S600 LED, Multifunktionsfußanlasser (Kabellänge 2,5 m), Motorleitung, 5 Starter-Schläuche, Motor- und Instrumentenhalter, Flaschenhalter, integrierte Schlauchpumpe und Stromversorgung

Aktionspreis **3.199,-**

MASTERSurg Lux



Perfekte Sicht durch Touch-Farbdisplay mit großem Blickwinkel.

- Maximaler Komfort durch Funk-Fußanlasser.
- SD Card-Dokumentation und Echtzeit-Drehmomentgrafik.
- 10 Programme mit bis zu 10 frei programmierbaren Schritten.
- Superleichter und kleiner Chirurgiemotor mit 80 Ncm.
- Höchste Präzision durch Auto-Kalibrierung.



116310



Set Chirurgie-Motor INTRA LUX S600 LED, kabelloser Multifunktionsfußanlasser, Autoklavierbare Motorleitung für S600 LED, Starter Schlauchset (5 Stück), Motor- und Instrumentenhalter, Aufhängung für Kühlmittel, integrierte Schlauchpumpe und Stromversorgung

Aktionspreis **4.199,-**

Aktions-Paket

1 EXPERTsurg Lux Set
1 SURGmatic Winkelstück S201
L oder XL nach Wahl

Aktionspreis **2.999,-**

Aktions-Paket

1 MASTERSurg Lux Set
1 SURGmatic Winkelstück S201
L oder XL nach Wahl


Aktionspreis **3.999,-**

SURGmatic S11



- Für Handstückbohrer mit Standardlänge 44,5 mm.
- Bei Einsetzen des mitgelieferten Anschlages auch für Winkelstückbohrer verwendbar.
- Mit externem Sprayansatz.
- Grip für optimierte Griffbarkeit und Hygiene.


114463



Stück mit Licht, L

Aktionspreis **859,-**

114464



Stück ohne Licht, C

Aktionspreis **790,-**



SURGmatic S11 ab

790,-

SURGmatic S201



- Gesamtuntersetzung 20:1.
- Max. Drehmoment 55 Ncm.
- In Kopf und Unterteil zerlegbar.
- Grip für optimierte Griffbarkeit und Hygiene.
- Kopf mit Innenkühlsystem (nach Kirschner und Meyer).
- Externer Kühlmedienanschluss am Kopf befestigt.

114461



L

114459



XL mit Hexagon-Spannsystem

Aktionspreis **999,-**



SURGmatic S201

999,-



ABER
HALLO

KaVo – Spezial

K-ERGOgrip/K-Control TLC

Leistungsstarker Laborantrieb mit Komfortlösung in ergonomischer Form und Leichtigkeit.

- Durchzugsstark: Drehmoment 7 Ncm.
- Für alle gängigen Materialien (bis 50.000 U/min.).
- Spannzangensystem mit 40% höherer Haltekraft.
- Einfacher Kugellagerwechsel.
- Verschiedene Griffhülsen mit Softgrip.
- Für Rechts- und Linkshänder.

59698



Knie-Steuerung

59709



Fuß-Steuerung

59713



Tisch-Steuerung

K-ERGOgrip Anlage

Aktionspreis **1.499,-**



KAVO


Dental Excellence

K-POWERgrip/K-Control TLC

Leistungsstarker und vibrationsarmer Laborantrieb mit minimalem Laufgeräusch.


- 7 Ncm Drehmoment / bis 50.000 U/min.
- Für alle gängigen Materialien geeignet.
- Einfacher Kugellagerwechsel.
- Reduzierte Oberflächentemperatur.
- Linkslauf bis 5.000 U/min.

103528



Knie-Steuerung

103530



Fuß-Steuerung

103529



Tisch-Steuerung

K-POWERgrip/K-Control TLC Anlage

Aktionspreis **1.499,-**



K-ERGOgrip/K-Control TLC

1.499,-

Knie-Steuerung

Fuß-Steuerung

Tisch-Steuerung



K-POWERgrip/K-Control TLC

1.499,-

Multifunktionssteuergeräte für alle hier aufgeführten Laborantriebe mit Digitalanzeige und Funktionsanalyse.

K5 plus/K-Control TLC

Leichter und kurzer Laborantrieb.

- Bis 35.000 U/min.
- Einwellensystem mit nur 2 Kugellager / einfach zu wechseln.
- Reduzierte Oberflächentemperatur.
- Linkslauf bis 5.000 U/min.

103532



Knie-Steuerung

103533



Fuß-Steuerung

103531



Tisch-Steuerung

K5 plus/K-Control TLC Anlage

Aktionspreis **1.125,-**



K5 plus/K-Control TLC

1.125,-

Handstücke zum Aktionspreis

Kaufen Sie nur ein neues Handstück und nutzen Sie Ihr bestehendes Steuergerät weiter


59895



Stück K-ERGOgrip Handstück 4944

Aktionspreis **999,-**

18208



Stück K-POWERgrip Handstück 4941

Aktionspreis **899,-**

18506



Stück K5 plus Handstück 4911

Aktionspreis **699,-**

Aktuelle Handstücke kompatibel mit K-Control TLC – und älteren K-Control – (4960, 4965, 4970) Steuergeräten.

Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Depots“. Angebot solange der Vorrat reicht, gültig vom 01.04. bis 31.08.2017. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. **Alle Preise in diesem Aber Hallo verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Dental-Union GmbH in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.** Die in diesem Flyer dargestellten QR-Codes führen zu Internet-Angeboten Dritter. Dental-Union GmbH ist um sorgfältige Prüfung bemüht, übernimmt jedoch keinerlei Haftung für die von Dritten generierten Inhalte.