



ABER HALLO

Ausgabe 3.17
April - August 2017

NSK - Spezial

Ti-Max Z95L

Schnelllauf-Winkelstück mit Licht 1:5 (rot), max. 200.000 U/min.

- Titankörper mit DURAGRIP Beschichtung.
- Integrierter Mikrofilter.
- 36 Monate Garantie.

79149



Stück
Aktionspreis **949,-**



NSK

**Aktions-
Paket**

Ti-Max Z95L
949,-

Instrumenten Aktion:

Sichern Sie sich jetzt die Extra-Portion
NSK-Qualität!

Einfach auf das Logo **Aktions-
Paket**
achten und bares Geld sparen!
So einfach geht's:

Kaufen Sie fünf der mit dem grünen
Aktions-Paket Logo gekennzeichneten
Instrumente und Sie erhalten einen
Preisnachlass in Höhe des Preises des
günstigsten Instrumentes.

Gib' mir
fünf!



**Aktions-
Paket**



Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Depots“. Angebot solange der Vorrat reicht, gültig vom 01.04. bis 31.08.2017. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. **Alle Preise in diesem Aber Hallo verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Dental-Union GmbH in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.**
Die in diesem Flyer dargestellten QR-Codes führen zu Internet-Angeboten Dritter. Dental-Union GmbH ist um sorgfältige Prüfung bemüht, übernimmt jedoch keinerlei Haftung für die von Dritten generierten Inhalte.

www.dental-union.de

Ti-Max Z84L

Schnellauf-Winkelstück 1:4,5 (rot) mit Licht und Mini-Kopf, max. 180.000 U/min.

- Titankörper mit DURAGRIP Beschichtung.
- Integrierter Mikrofilter.
- 36 Monate Garantie.
- Mini-Kopf mit 4-fach-Spray.

120529



Stück
Aktionspreis **949,-**



Ti-Max Z45L

Schnellauf-Winkelstück 1:4,2 (rot) mit Licht und 45°-Kopf für überlegenen Zugang.

- Titankörper mit DURAGRIP Beschichtung.
- Integrierter Mikrofilter.
- 36 Monate Garantie.
- Herausragender Zugang zu hinteren Molaren und Frontzähnen.

108131



Stück
Aktionspreis **949,-**



**Aktions-
Paket**

Ti-Max Z84L

949,-

**Aktions-
Paket**

Ti-Max Z45L

949,-

Ti-Max Z25L

Winkelstück 1:1 (blau) mit Licht, max 40.000 U/min.

- Titankörper mit DURAGRIP Beschichtung.
- Integrierter Mikrofilter.
- 36 Monate Garantie.

79220



Stück
Aktionspreis **629,-**



Ti-Max Z15L

Winkelstück 4:1 (grün) mit Licht, max. 10.000 U/min.

- Titankörper mit DURAGRIP Beschichtung.
- Integrierter Mikrofilter.
- 36 Monate Garantie.

79222



Stück
Aktionspreis **739,-**



**Aktions-
Paket**

Ti-Max Z25L

629,-

**Aktions-
Paket**

Ti-Max Z15L

739,-


BITTE BEACHTEN SIE: Die Instrumente der **Ti-Max nano** Serie sind kürzer als Standardinstrumente. Dies wirkt sich auf die Länge der Motoraufnahme der Instrumente aus. Die Instrumente der NSK nano Serie sind kompatibel mit dem aktuellen Licht-Motorenprogramm von NSK (NLX nano, NLX plus, M40LED, NBX, X205L, M205LG) und anderen im Markt verfügbaren Motoren mit Licht, deren ISO-Kupplung eine Länge von 23 mm nicht überschreitet.

Ti-Max nano 95LS

Schnellauf-Winkelstück mit Licht 1:5 (rot), max. 200.000 U/min.

- Titankörper mit DURAGRIP Beschichtung.
- Integrierter Mikrofilter.
- 36 Monate Garantie.

109882



Stück
Aktionspreis **889,-**




Ti-Max nano 25LS

Winkelstück mit Licht 1:1 (blau), max. 40.000 U/min.

- Titankörper mit DURAGRIP Beschichtung.
- Integrierter Mikrofilter.
- 36 Monate Garantie.

109883



Stück
Aktionspreis **599,-**



**Aktions-
Paket**

Ti-Max nano95LS
889,-

**Aktions-
Paket**

Ti-Max nano25LS
599,-

Ti-Max nano 15LS

Winkelstück mit Licht 4:1 (grün), max. 10.000 U/min.

- Titankörper mit DURAGRIP Beschichtung.
- Integrierter Mikrofilter.
- 36 Monate Garantie.

109884



Stück
Aktionspreis **689,-**



Ti-Max nano 65LS

Handstück mit Licht 1:1 (blau), max. 40.000 U/min.

- Titankörper mit DURAGRIP Beschichtung.
- Integrierter Mikrofilter.
- 36 Monate Garantie.

109885



Stück
Aktionspreis **599,-**



**Aktions-
Paket**

Ti-Max nano 15LS
689,-

**Aktions-
Paket**

Ti-Max nano65LS
599,-



Ti-Max Z900

Turbine Standard mit Licht.



- Titankörper mit DURAGRIP Beschichtung.
- Leistung bis 26W.
- 24 Monate Garantie.

113924
L, für NSK

Stück
Aktionspreis **749,-**

113925
KL, für KaVo

118267
SL, für Sirona

118268
WL, für W&H

119427
BL, für Bien Air

Stück
Aktionspreis **749,-**



**Aktions-
Paket**

Ti-Max Z900
749,-

Ti-Max Z800

Turbine Mini mit Licht.



- Titankörper mit DURAGRIP Beschichtung.
- Leistung bis 23W.
- 24 Monate Garantie.

118264
L, für NSK

Stück
Aktionspreis **749,-**

118263
KL, für KaVo

118265
SL, für Sirona

118266
WL, für W&H

119428
BL, für Bien Air

Stück
Aktionspreis **749,-**



**Aktions-
Paket**

Ti-Max Z800
749,-

S-Max M600

Turbine Standard mit Licht.



- Edelstahlkörper.
- Leistung bis 20W.
- 18 Monate Garantie.

22519
L, für NSK

Stück
Aktionspreis **519,-**

22643
KL, für KaVo

22779
SL, für Sirona

97862
WLED, für W&H

97863
BLED, Bien Air

Stück
Aktionspreis **519,-**



**Aktions-
Paket**

S-Max M600
519,-

S-Max M500

Turbine Standard mit Licht.



- Edelstahlkörper.
- Glasstab-Lichtleiter.
- Clean-Head-System.
- Ultra-Push-Selbstspannfutter.
- 18 Monate Garantie.

22511
L, für NSK PTL

Stück
Aktionspreis **519,-**

22592
KL, für KaVo MULTiflex LUX

22767
SL, für Sirona Schnellkupplung

23467
WL, für W&H

22843
BL, für Bien Air

Stück
Aktionspreis **519,-**



**Aktions-
Paket**

S-Max M500
519,-

Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Depots“. Angebot solange der Vorrat reicht, gültig vom 01.04. bis 31.08.2017. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. **Alle Preise in diesem Aber Hallo verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Dental-Union GmbH in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.** Die in diesem Flyer dargestellten QR-Codes führen zu Internet-Angeboten Dritter. Dental-Union GmbH ist um sorgfältige Prüfung bemüht, übernimmt jedoch keinerlei Haftung für die von Dritten generierten Inhalte.

S-Max M95L

Schnelllauf-Winkelstück mit Licht 1:5 (rot),
max. 200.000 U/min.

- Edelstahlkörper.
- 18 Monate Garantie.

19056



Stück
Aktionspreis **619,-**



**Aktions-
Paket**

S-Max M95L

619,-

S-Max M25L

Winkelstück mit Licht 1:1 (blau),
max. 40.000 U/min.

- Edelstahlkörper.
- 18 Monate Garantie.

19208



Stück
Aktionspreis **499,-**



**Aktions-
Paket**

S-Max M25L

499,-

S-Max M15L

Winkelstück mit Licht 4:1 (grün),
max. 10.000 U/min.

- Edelstahlkörper.
- 18 Monate Garantie.

19301



Stück
Aktionspreis **599,-**



**Aktions-
Paket**

S-Max M15L

599,-

S-Max M65

Handstück ohne Licht 1:1 (blau),
max. 40.000 U/min.

- Edelstahlkörper.
- 18 Monate Garantie.

22510



Stück
Aktionspreis **359,-**



**Aktions-
Paket**

S-Max M65

359,-

NSK



ABER
HALLO


NSK – Spezial

Ti-Max X95L

Schnelllauf-Winkelstück mit Licht 1:5 (rot),
max. 200.000 U/min.

- Titankörper mit DURACOAT Beschichtung.
- 24 Monate Garantie.

32430



Stück
Aktionspreis **749,-**




Ti-Max X25L

Winkelstück mit Licht 1:1 (blau),
max. 40.000 U/min.

- Titankörper mit DURACOAT Beschichtung.
- 24 Monate Garantie.

32641



Stück
Aktionspreis **569,-**



**Aktions-
Paket**

Ti-Max X95L

749,-

**Aktions-
Paket**

Ti-Max X25L


569,-

Ti-Max X15L

Winkelstück mit Licht 4:1 (grün),
max. 10.000 U/min.

- Titankörper mit DURACOAT Beschichtung.
- 24 Monate Garantie.

32802



Stück
Aktionspreis **659,-**




Ti-Max X65L

Handstück mit Licht 1:1 (blau),
max. 40.000 U/min.

- Titankörper mit DURACOAT Beschichtung.
- 24 Monate Garantie.

40000



Stück
Aktionspreis **629,-**



**Aktions-
Paket**

Ti-Max X15L

659,-

**Aktions-
Paket**

Ti-Max X65L

629,-

Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Depots“. Angebot solange der Vorrat reicht, gültig vom 01.04. bis 31.08.2017. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. **Alle Preise in diesem Aber Hallo verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Dental-Union GmbH in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.** Die in diesem Flyer dargestellten QR-Codes führen zu Internet-Angeboten Dritter. Dental-Union GmbH ist um sorgfältige Prüfung bemüht, übernimmt jedoch keinerlei Haftung für die von Dritten generierten Inhalte.

Ti-Max X57

Prophylaxe-Winkelstück ohne Licht 16:1 (grün), max. 2.500 U/min.



- Titankörper mit DURACOAT Beschichtung.
- Für Schraubkelche und -bürsten.
- 24 Monate Garantie.

35428

Stück X57, 16:1 Untersetzung, ultrakleiner Kopf für Schraubkelche und -bürsten

Aktionspreis **299,-**



FX57m

Prophylaxe-Winkelstück ohne Licht 4:1 (grün), max. 10.000 U/min.



- Edelstahlkörper.
- Für Schraubkelche und -bürsten.
- Extrem grazile Abmessungen.

59561

Stück FX57m, 4:1 Untersetzung, für Schraubkelche und -bürsten

Aktionspreis **199,-**



Ti-Max X57

299,-

FX57m

199,-

iPex II

Apexlokalisator der neuesten Generation



Der iPex II wurde auf der Basis zahlreicher klinischer Studien und Verifikationstests entwickelt und ist mit den unterschiedlichsten Zahnformen kompatibel. Dabei gewährleistet er höchste Genauigkeit bei der Detektion von Wurzelspitzen und ist in der Lage, im absoluten Präzisionsbereich ein klares Bild über die aktuelle Position der Feilenspitze zu vermitteln.

107754

Komplettset inklusive Steuergerät, 1,8 m Messkabel, 3 Feilenclips, 3 Lippenhaken, 3 AAA Mangan-Trockenbatterien

Aktionspreis **679,-**

iPex II

679,-



ENDO-MATE TC2

Kabelloser Endodontie-Mikromotor für die rotierende Wurzelkanal-Aufbereitung.



17435

Stück inklusive MPA-F16R Kopf, ENDO-MATE TC2 Motor, Ladegerät, mit Apex Locator-Anschluss

Aktionspreis **949,-**

17434

Stück inklusive MP-F16R Kopf, ENDO-MATE TC2 Motor, Ladegerät, ohne Anschluss an Apex Locator

Aktionspreis **869,-**

25774

Stück inklusive Motorhandstück DT mit Kabel, Kopf MP-F20R (20:1-Untersetzung), Handstückablage, Wechselstromadapter

Aktionspreis **949,-**

ENDO-MATE TC2 ab

869,-



ABER HALLO

Prophy-Mate neo

Pulverstrahlinstrument (supragingival) für den Anschluss an Turbinenkupplungen.

- Perfekte Balance.
- Flexible Beweglichkeit durch 360° Rotation.
- Einfaches Handling.

Aktions-Paket*

- 1 Set Prophy-Mate neo nach Wahl
- 1 Handstück mit 60° Düse
- 1 Packung Flash Pearl Reinigungspulver 4 x 300 g

Aktionspreis 749,-

18103
für NSK

18105
für KaVo

18110
für Sirona

18111
für W&H

18222
für Bien Air

Set Pulverkammer, Handstück, Flash Pearl Sticks, Wartungskit

Aktionspreis 769,-



NSK

16424

Stück Handstück mit Schnellkupplung, 60° Düse

282,-

34804

Packung 4 x 300 g FLASH pearl Reinigungspulver

77,-



Perio-Mate

Pulverstrahlinstrument (subgingival) für den Anschluss an Turbinenkupplungen.

- Pulverfluss-Regulierung durch Powder-Control-Ring.
- Ergonomische, flexible Düsenspitze.
- Flexible Beweglichkeit durch 360° Rotation.

Aktions-Paket*

- 1 Set Perio-Mate nach Wahl
- 1 Perio-Mate Handstück
- 1 Packung Perio-Mate Pulver 2 x 160 g

Aktionspreis 879,-

109952
für NSK

Aktionspreis 899,-

109906
für KaVo

109907
für Sirona

109908
für W&H

109909
für Bien Air

Set Pulverkammer, Handstück, Flasche Perio-Mate Powder, Wartungskit

Aktionspreis 899,-



113299

Stück Perio-Mate Handstück

332,-

123563

Packung 2 x 160 g Perio-Mate Pulver

59,-



Ti-Max S970L

Airscaler für den Anschluss an Turbinenkupplungen.

- Hohe Durchzugskraft.
- 3-Stufen Power Control Ring.
- Breites Aufsatzsortiment für Scaling, Paro, Endo und Restauration.

Artikelnummern und Preise aller verfügbaren Aufsätze und Systemkomponenten nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.



100799
L, für NSK

Stück
Aktionspreis 799,-

100801
KL, für KaVo

100802
SL, für Sirona

Stück
Aktionspreis 859,-

45983
Stück Perio-Aufsatz S20

69,-



Aktions-Paket*

- 1 Ti-Max S970L
- 1 Perio Aufsatz S20

Aktionspreis 779,-

Aktions-Paket*

- 1 Ti-Max S970KL oder SL
- 1 Perio Aufsatz S20

Aktionspreis 839,-

* Dieses Angebot ist nicht mit den Instrumenten-Aktions-Paketen kombinierbar.

Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Depots“. Angebot solange der Vorrat reicht, gültig vom 01.09. bis 31.12.2016. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. **Alle Preise in diesem Aber Hallo verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Dental-Union GmbH in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.** Die in diesem Flyer dargestellten QR-Codes führen zu Internet-Angeboten Dritter. Dental-Union GmbH ist um sorgfältige Prüfung bemüht, übernimmt jedoch keinerlei Haftung für die von Dritten generierten Inhalte.