

Wartung Ihres DAC Universal durch funck-Techniker!

Um die Einsatzfähigkeit Ihres DAC Universal auch zukünftig zu sichern, bieten wir Ihnen eine Wartung an. Die Wartung ist eine Empfehlung des Herstellers. Die Wartungshäufigkeit ist abhängig von der Anzahl der Sterilisationszyklen. Vorgeschrieben ist alle 2 Jahre oder 3000 Zyklen eine Überprüfung im Rahmen der Betriebssicherheitsverordnung. Die genannten Preise beinhalten ein Wartungsset gemäß Herstellerempfehlung und die jährliche VDE-Prüfung. Bei der Sichtprüfung können weitere Teile zum Austausch notwendig werden. Diese und die dazu notwendige Arbeitszeit, werden gesondert berechnet.

Sirona Teilesatz	€ 177,00
Arbeitszeit ca. 4,0 Std. à	€ 88,00
VDE Prüfung	€ 16,00

Zuzüglich Fahrtkosten und Mehrwertsteuer.
(Preise Stand Januar 2017, Preisänderungen vorbehalten)

Die angegebenen Arbeitszeiten sind ca. -Werte. Die Abrechnung erfolgt nach Stundennachweis.



Bitte rufen Sie mich an. Ich habe Fragen zu Ihrem Wartungsangebot.

Bitte vereinbaren Sie mit mir einen Termin für eine Wartung.

➔ Fax-Nummer: 06221 - 479245

.....
(Datum, Stempel, Unterschrift)