

# SIRONA 3D-Röntgen Galileos Compact



**funck**

DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

Fritz-Frey-Straße 16

69121 Heidelberg

Telefon: 06221/479221

Telefax: 06221/479232

e-mail: bernd.kunkel@funckdental.de

internet: <http://www.funckdental.de>

Januar 2010

## Der günstige Einstieg in die 3D-Technologie

Die neue maßgeschneiderte Lösung für implantologische und zahnmedizinische 3D-Diagnostik.

Galileos Compact markiert den idealen Einstieg in die 3D-Technologie mit dem größten Aufnahmevolumen seiner Preisklasse und einer Classic-Pan Funktion mit gewohntem Bildeindruck von Panorama-Schichtaufnahmen.

Listenpreis: € 99.900,00



Abbildung ähnlich

Aufnahmevolumen: 12x15x15 cm<sup>3</sup>  
Auflösung in 3D: 0,3mm  
Rekonstruktionsdauer: 4,5 min  
Effektivdosis: 29µSv (21 mAs, 85 KV)

Bedienpaneel: Multipad  
Patientenfixierung  
300µm Auflösung für Standardvolumen  
Hochkontrastmodus

Aufrüstmöglichkeit auf Galileos Comfort

**Ausstellungsgerät**  
**funck Sonderpreis netto**  
**€79.950,00**

**Telefon-Hotline: 06221-479221 - Zwischenverkauf vorbehalten!**

Die Montage der EDV-Komponenten erfolgt gegen Berechnung. Gerne liefern wir Ihnen auch die passende EDV-Hardware. Auf die genannten Preise kommt die am Tage der Rechnungsstellung gültige Mehrwertsteuer. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen Stand Oktober 2004.