

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



VITA VIONIC® RESINS

Mit VITA VIONIC® RESINS wird die digital gefertigte Prothese auf das nächste Level gebracht – in Bezug auf Kostenersparnis, maximale Effizienz, überzeugende Ergebnisqualität und wirtschaftliche Prozessoptimierung

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

294353
Flasche 1 kg
TRY-IN RESIN A2

Aktionspreis
249,-



VITA

294357
Flasche 1 kg
BASE RESIN IMPACT
pink

Aktionspreis
369,-



294358
Flasche 1 kg
BASE RESIN IMPACT
pink translucent

Aktionspreis
369,-



neu
VITA
3D-Druck-
material



Eine Übersicht der validierten Geräte erhalten Sie durch Scannen des obenstehenden QR-Codes.

294362
Flasche 0,5 kg
DENT RESIN A3

Aktionspreis
289,-



Angebote gelten einmalig für den Erstkauf eines Kunden!

Labormat TH

Kompaktes Wachsaustrühgerät für bis zu 6 Küvetten. Auch zum Polymerisieren von Prothesenkunststoffen geeignet. Wasserfüllmenge: 15 Liter, Temperaturbereich: 0-95°C Maße (B x H x T): 580 x 440 x 360 mm

72431

Wachsaustrühgerät

Hersteller-
Listenpreis 4.751,48

Aktionspreis

2.469,-



Aktionspreis

4.190,-



Polymax 5

Druckpolymerisationsgerät zur Heiß- und Kaltpolymerisation dentaler Kunststoffe. Aufnahme-fähig für 1 großen Artikulator, 3 Messingküvetten mit Bügel oder 4 Castdon Küvetten. Stufenlos regelbare Temperatur bis 95 °C, 90 Minuten Timer und variabel einstellbarer Druck für optimale Ergebnisse. Auch als Druckverdichter einsetzbar.

36370

Druckpolymerisationsgerät rot inklusive Druckschlauch und Wasserablaufschlauch

Hersteller-
Listenpreis 2.814,94

Dreve

MegaBase®

Permanent weichbleibendes, reißfestes Unterfütterungssilikon auf Basis additionsvernetzender Polysiloxane. Der Anwendungsbereich ist vielfältig und beinhaltet z.B. die Entlastung von Druckstellen oder als Schutzabdeckung nach implantologischer Versorgung.

121031

Starter Kit 50 ml Doppelkartusche Silikon, 50 ml Doppelkartusche MegaBase 2K Lack, 12 Mischkanülen (6 grün, 6 hellblau), 10 ml Flasche MegaBase Adhäsiv, 3 Schleifkörper, 1 Abreißblock mit Pflegehinweisen für Patienten

Castdon Starter Kit

Umfassendes Komplettpaket mit allen benötigten Systemkomponenten für die Herstellung von totalen und partiellen Prothesen. Beinhaltet Material zur Erstellung von ca. acht Vollprothesen. Alle Set-Bestandteile sind auch separat erhältlich.

218263

Starter Kit 750 g Pulver rosa-transparent, 1 Küvette transparent, 500 ml Flüssigkeit, 2 x 850 ml Siliform, 1 Liter Isolat film, 1 Kanalstechröhrchen Ø 8 mm, Dosierhilfen

Aktionspreis

295,-



Aktionspreis

119,-



Dreve

altmann
dental GmbH & Co. KG
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura·dent
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER
Oldenburger Dental - Depot seit 1927
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

GERL.

KERN

C. Klöss Dental
Einrichtung Material Planung Service
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS
Erfahrung macht den Unterschied.

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung
finden Sie unter www.dental-union.de
im Bereich „Vertriebsstruktur“.



GC Initial™ IQ ONE SQIN

Initial IQ ONE SQIN ist ein malbares Farb- und Micro-Layering-Keramik-system, für die ästhetische Umsetzung von monolithischen und vestibulär reduzierten Verblendergerüsten aus Zirkonoxid oder LDS-Vollkeramik. Mit der Initial IQ ONE SQIN-Technik können Sie effizient und einfach hochästhetische Ergebnisse erzielen.

■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

Initial ONE SQIN System Set

809,-

**Starke
Lösung für
strahlend
schöne Zähne**



GC Initial™ Zirconia Coloring Liquid

Initial Zirconia Coloring Liquid Einfärbe-System auf Wasserbasis für Zirkonoxid

- Schnell, berechenbarer und bestechend individuell
- Bietet die beste Basis für ein Keramikfinish mit IQ ONE SQIN
- Ein Liquid, Zwei Techniken: Malen oder Tauchen

00000000000000000000

Set 12 x 50 ml Liquid (body A, body B, body C, body D, cervical A, cervical B, cervical C, cervical D, effect grey, effect blue, effect pink, neutral), 4 x 25 ml Marking Liquid (red, blue, yellow, green), 1 technisches Handbuch

357,-

GC Initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite ist eine vorgesinterterte Zirkonoxid-Ronde für CNC-Fräsmaschinen, aus der Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Veneers sowie Komponenten für zweiteilige oder Hybrid-Abutments hergestellt werden können. Initial Zirconia Disk Multilayer Elite gibt es in allen 16 V-Farben und 3 Bleach-Farben, in Stärken von 14, 16, 20 und 25 mm und mit einem Durchmesser von 98,5 mm.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen
gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

|||||

Disk Ø 98,5 mm, H 14 mm, A3

124,50

|| || || || || || || || || || || || || || ||

Disk Ø 98.5 mm. H 20 mm. A3

165,90

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Disk Ø 98,5 mm, H 16 mm, A3

137,90

Disk Ø 98.5 mm H 25 mm A3

192,90





Aktionspreis

65,90



Aktionspreis

119,90

PalaXpress®

Mit dem abgestimmten System PalaXpress® und Palajet® lassen sich passgenaue Totalprothesen im Injektionsverfahren herstellen.

56172

Flasche 500 ml Flüssigkeit

56169

Packung 1 kg Pulver rosa



Aktionspreis

66,90



Aktionspreis

119,90

Palapress®

Ob Modellgusskomplettierung, Unterfütterung oder Reparaturen - mit Palapress schnell und ökonomisch fertig gestellt. Die Gießzeit von ca. 2 Min. und eine Verarbeitungszeit von bis zu 7 Min. gewährleisten hohe Effektivität in der Kunststoffprothetik.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

82397

Flasche 500 ml Flüssigkeit

62873

Packung 1 kg Pulver rosa

PMMA Splint E

Frässscheiben aus BEGO PMMA Splint E zeichnen sich durch eine thermoplastische Flexibilität mit Thermomemoryeffekt aus. Durch den industriellen Polymerisationsprozess wird höchste Materialhomogenität erzielt und so eine hervorragende Langzeitstabilität garantiert.

210693

Disk Ø 98,5 mm, H 20 mm



Aktionspreis

71,90

Bellavest® SH

- Shock-Heat - schnell oder konventionell aufheizbare Präzisionsguss-Einbettmasse für Kronen und Brücken.
- Bietet vertrautes unmissverständliches Handling bei optimalen Verarbeitungsparametern.
- Präzise Expansionssteuerung, feine cremige Konsistenz heißt Sicherheit in der Verarbeitung und reproduzierbare Qualität für einen breiten Indikationsbereich.

73165

Karton 80 x 160 g Beutel ohne Flüssigkeit



Aktionspreis

171,90

Wirobond® 280

- Die edelmetallfreie Premium-Legierung für Aufbrennkeramik oder Kunststoffverblendung.
- Setzt Maßstäbe im Segment der edelmetallfreien Aufbrennlegierungen, denn mit einer Vickershärte von 280 HV10 lässt sie sich besonders gut ausarbeiten.
- Sehr gute Schmelz- und Gießeigenschaften.

51114

Packung 1 kg Legierung



Aktionspreis

557,90

- Geringer Platzbedarf durch optimales Verhältnis von Fläche und Bewegungsfreiheit
- Hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis für ein hochwertiges Edeltahlergerät
- Fußschalter reagiert auf leichten Druck und ermöglicht Arbeiten im Sitzen
- Strahlkammern per Stecksystem nachrüstbar bzw. aus- und einzubauen
- Integrierte LED-Beleuchtung

Hersteller-
Listenpreis 1.620,-



Aktionspreis
1.399,-



18099

Hersteller-
Listenpreis 3.490,-



Aktionspreis
2.849,-

Dampf, Heißwasser und Druckluftfunktion.
5 L Tank. 6 bar Druck mit einstellbarer
Entnahme in Druck und Feuchtigkeit.
Manuelle Füllung.

23360

Hersteller-
Listenpreis 2.790,-



Aktionspreis
2.259,-

Zur Herstellung von definitiven Kronen, Inlays, Onlays, Veneers und implantatgetragenen Kronen. Die besondere Zusammensetzung des Materials erzeugt einen Farbverlauf der multicolor-Restauration wie bei dem natürlichen Zahn (Invisible Layer Technology). Weit überdurchschnittliche Materialfestigkeit – mit 86 % Füllstoffgehalt sind sie die höchstgefüllten ihrer Klasse. Kein Brennen erforderlich.

217228

Disk H 15 mm, A3,5



Aktionspreis
409,-

Nanokeramischer Hybrid-CAD/CAM Block.
Kein Brennen erforderlich.

128445

Packung 5 Blöcke Größe 12, A2 HT



Aktionspreis
104,90

Lichthärtender Kunststoff zur generativen Herstellung von thermoflexiblen dentalen, therapeutischen Schienen.

210954

Flasche 1.000 g Kunststoff clear



Aktionspreis
399,-

Angebot solange der Vorrat reicht, gültig vom 01.05. bis 31.08.2025. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Dental-Union GmbH zzgl. der gesetzl. MwSt.
Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Vertriebsstruktur“.

Reitel / VOCO

Asiga Ultra™

Der Asiga Ultra™ als hochproduktive Lösung für 3D-Drucke in der Dentalindustrie vereint erstmalig eine hohe Präzision von 50µm Auflösung mit einem großen Bauvolumen (192 x 108 x 147mm) und das als Desktop System. Skalieren Sie ihre Produktion so einfach wie nie: kalibrationsfreie Bauplattform, berührungsloses Öffnen der Haube, neuartige IR-Bauraumheizung uvm.

221697



3D-Drucker inklusive 2 Liter Endurance Ultra Build Tray Box, Composer Software, Schutzbrille, Netzkabel/Netzwerkkabel, Spachtel, Service-Werkzeug

Hersteller-

Listenpreis 14.990,-

Installation
und Einweisung
für Asiga Ultra
450,- €
Zusatzkosten

inklusive
Materialpaket
im Wert von
750 €

Aktionspreis

14.990,-



ASIGA Endurance™ Ultra Build Tray

Perfektionieren Sie Ihren Druck mit Premium-Zubehör für den ASIGA Ultra™. ASIGA Endurance™ Ultra Build Tray dickere Folie für eine längere Haltbarkeit.

221698



Tray Endurance 2 Liter



Aktionspreis

80,90



Prusa Medical CW ONE

Professioneller 3D-Drucker mit Nachbearbeitungsstation für Labore und Zahnchirurgie.

294935



3D-Drucker

Hersteller-

Listenpreis 1.290,-


Aktionspreis

1.290,-



Aktionspreis

65,90



DURASPLINT comfort MSI

Die thermoelastische Ronde für Aufbissschienen gibt es nun auch als MSI® Variante (Multi Species Inhibition). Damit ist sie die weltweit erste biomimetische Fräsrunde ihrer Klasse, welche durch die einzigartige MSI® Technologie, die Adhäsion von Biofilmen im Mundmilieu auf natürliche Art und Weise verhindert. Es wird dabei ein natürlicher Prozess kopiert, wie er z. B. von der Rotalge Delisea genutzt wird.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

294929



Fräsrunde 20 mm

IMPRIMO® LC Splint comfort MSI®

IMPRIMO® LC Splint comfort MSI® ist ein lichterhärtendes, methacrylatbasiertes Harz zur Herstellung von hartelastischen Schienen. Es bietet eine höhere Flexibilität und geringere Bruchanfälligkeit im Vergleich zu harten Materialien. Die MSI® Technologie bewirkt nachweislich eine signifikante Reduktion von Biofilmen und Plaque-Ablagerungen an Oberflächen. Das Harz ist kompatibel mit DLP Systemen (385nm) und es sind optimierte Parameter für ASIGA Geräte vorhanden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.


220501



Flasche 1 kg
ozean-blau

Aktionspreis

315,-



Basic eco

Präzision und Premium: Technik auf höchstem Niveau. Die einzigartige, von uns entwickelte Mischkammer-Technologie und die spezielle Geometrie der IT-Strahldüsen bieten Ihnen die entscheidenden Vorteile.

117866

Strahlgerät mit 2 Tanks
25-70 µm / 70-250 µm, 230 V

Hersteller-
Listenpreis 1.099,-

Aktionspreis

939,-



Aktionspreis

299,-

STEAM tube

Intelligente Abdampfstation.

- Einzigartiges Schmutzauffangkzept.
- Auffangsieb.
- Klare Sicht auf Arbeitsobjekte.
- Schnelle Reinigung.

218763

Abdampfstation bereits montiert inklusive ergonomischem Schmutzspatel, Ablaufschlauch, 2 Verschlussstopfen, Quick Smart Guide

Hersteller-
Listenpreis 356,-

Renfert

SILENT compact

Einzelplatzabsaugung

Vorteile:

- Kleine Arbeitsplatzabsaugung für einen Verbraucher.
- 3 x längere Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Kollektormotoren (garantierte 1.000 Betriebsstunden).
- Beutellose Stauberfassung.

117475

Einzelplatzabsaugung i
nklusive 2m Saugschlauch,
2 Endmuffen

Hersteller-
Listenpreis 1.444,50

Aktionspreis

1.249,-



POWER steamer 1

- Versiegeltes Heizelement.
- Große Revisionsöffnung.
- Manuelle Befüllung.

215150

Dampfreinigungsgerät inklusive Tankdeckel,
Kurzanleitung, Servicedeckelwerkzeug,
Dichtungsset

Hersteller-
Listenpreis 1.862,50

Aktionspreis

1.599,-



Aktionspreis

2.399,-

POWER steamer 2

- Versiegeltes Heizelement.
- Große Revisionsöffnung für besonders einfache Reinigung.
- Festwasseranschluss oder manuelle Befüllung.
- Konstanter Wasserdruck.

215149

Dampfreinigungsgerät inklusive Tankdeckel,
Kurzanleitung, Servicedeckelwerkzeug,
Dichtungsset

Hersteller-
Listenpreis 2.799,-



Cercon® ht ML

Cercon® ht ML ist das Multilayer Zirkonoxid für alle Bedürfnisse und großspannige Brücken mit bis zu 14 Gliedern.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

208408
Disk Ø 98 mm H 14 mm, A3

208439
Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3

Aktionspreis
172,70

Aktionspreis
201,50



Cercon® xt ML

Cercon® xt ML – Extra transluzentes Multilayer Zirkonoxid. Die neue Multilayer Klasse verspricht monolithische Restaurationen auf höchstem Niveau. Perfekter, naturgetreuer Farbverlauf: Entspricht der Ästhetik eines natürlichen Zahnes ganz ohne Verblenden oder Bemalen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

204631
Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3

204632
Disk Ø 98 mm H 25 mm, A3



Aktionspreis
192,-

Aktionspreis
240,-

Dentsply Sirona Multilayer PMMA Disc

Die Dentsply Sirona Multilayer PMMA Disc ist jetzt eine validierte Mehrfach-Materialkomponente für provisorische Kronen und Brücken sowie für hochwertige Prothesenzähne.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

128760
Disk Ø 98 mm H 20 mm, A3, Multilayer



Aktionspreis
91,70