

Wartung Ihres Melag Autoklaven durch funck-Techniker!

Um die Einsatzfähigkeit Ihres Melag Autoklaven auch zukünftig zu sichern, bieten wir Ihnen eine Wartung an. Die Wartung ist eine Empfehlung des Herstellers. Die Wartungshäufigkeit ist abhängig von der Anzahl der Sterilisationszyklen. Vorgeschrieben ist alle 2 Jahre eine Überprüfung im Rahmen der Betriebssicherheitsverordnung. Die genannten Preise beinhalten ein Wartungsset gemäß Herstellerempfehlung und die jährliche VDE-Prüfung. Bei der Sichtprüfung können weitere Teile zum Austausch notwendig werden. Diese und die dazu notwendige Arbeitszeit, werden gesondert berechnet.

Typ 30:	Teilesatz inkl. VDE Pr. € 100,00	Arbeitszeit ca. 2,5 Std. à € 88,00
Typ 31:	Teilesatz inkl. VDE Pr. € 111,00	Arbeitszeit ca. 2,5 Std. à € 88,00
Typ 40/41:	Teilesatz inkl. VDE Pr. € 126,00	Arbeitszeit ca. 4,0 Std. à € 88,00

Zuzüglich Fahrtkosten und Mehrwertsteuer.
(Preise Stand Januar 2018, Preisänderungen vorbehalten)

Die angegebenen Arbeitszeiten sind ca. -Werte. Die Abrechnung erfolgt nach Stundennachweis.



Ich habe folgendes Gerät in meiner Praxis:.....

Bitte rufen Sie mich an. Ich habe Fragen zu Ihrem Wartungsangebot.

Bitte vereinbaren Sie mit mir einen Termin für eine Wartung.

➔ **Fax-Nummer: 06221 - 479245**

.....
(Datum, Stempel, Unterschrift)