

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



KaVo SONICflex™ System

Das Air-Scaler Multitalent für Ihre Praxis

- Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Chirurgie, Präparation.
- Sehr große Spitzenvielfalt.
- Sanfte und schonende Abtragsleistung durch Schallanwendung.
- Luftbetrieben auf MULTIflexkupplung.

83021

Set Handstück L, inkl. 3 SONICflex Scalerspitzen (Nr. 5A, Nr. 6A, Nr. 7A)

Hersteller-
Listenpreis

2.439,-

29572

SONICflex LUX 2003 L Airscaler mit Drehmomentschlüssel, inkl. 3 SONICflex Scalerspitzen (Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7)

Hersteller-
Listenpreis

2.439,-

AKTIONSPAKET*

- 1 x Set SONICflex™ quick 2008 L oder 2008 LS Handstück inkl. 3 Spitzen (je x 1 Nr. 5A /6A und 7A) nach Wahl
- 5 x zusätzliche Spitzen nach Wahl z.B. Paro Spitzen 60A-62A

Hersteller-Listenpreis

3.114,-

*Aktion kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden

Aktionspreis

1.459,-

AKTIONSPAKET*

- 1 x Set SONICflex™ LUX 2003 L inkl. 3 Spitzen (je x 1 Nr. 5 / 6 und 7)
- 5 x zusätzliche Spitzen nach Wahl z.B. Paro Spitzen 60-62

Hersteller-Listenpreis

3.114,-

*Aktion kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden

Aktionspreis

1.459,-

KaVo Prophy Box PROPHYflex 4

Das universale Pulverstrahlgerät für supra- und subgingivale Anwendungen mit perfekter Ergonomie, 2 unterschiedlichen Griffhülsen, einem fokussierten Pulverstrahl, einstellbaren Reinigungsstufen und passendem Zubehör. Thermodesinfizierbar und sterilisierbar.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

201732

Prophy Box In jeder Box enthalten:
1 KaVo PROPHYflex 4 Handstück Wave,
80 Sticks PROPHYpearls neutral,
80 Sticks PROPHYpearls Selection

Hersteller-
Listenpreis

1.516,-



jetzt mit
Power
Kanüle

Aktionspreis

1.028,80

QUATTROcare™ PLUS

Optimale Reinigung für langfristige Werterhaltung Ihrer Instrumente, Turbinen und Spannzangen.

- Einfaches, komfortables Handling.
- Günstiger Anschaffungspreis, geringe Kosten für Verbrauchsmaterial (QUATTROcare-Spray).

21924

QUATTROcare PLUS Pflegegerät anthrazit inklusive 3 INTRAmatic Pflegekupplungen, MULTIflex Pflegekupplung, Dose QUATTROcare Plus Spray

Hersteller-
Listenpreis

2.876,-

24792

Dose 500 ml QATTROcare Plus Spray

48,33

AKTIONSPAKET

- 1 x QUATTROcare™ PLUS
- 6 x QUATTROcare™ Plus Spray Dose 500 ml

Hersteller-Listenpreis

3.166,-



Paketpreis

1.805,35

DIAGNOcam™ Vision Full HD

Dreifache Diagnostik auf einen Klick.

Das einzige Full HD Aufnahmegerät, das drei klinisch relevante Bilder in weniger als einer Sekunde erstellt. Intraoral-, Transilluminations- und Fluoreszenz-Aufnahmen zur verlässlichen Kariesfrüherkennung vereint in einem Gerät: Die KaVo DIAGNOcam Vision Full HD liefert Ihnen drei klinisch relevante Full HD Aufnahmen – jederzeit scharf und in weniger als einer Sekunde.

212275

Aktionspaket bestehend aus:
DIAGNOcam Vision Full HD Stand-Alone,
Fußsteuerung Vision Full HD mit neuer
DIAGNOcam Vision Software zum
kostenlosen herunterladen

Hersteller-
Listenpreis

6.309,-

Aktionspreis

5.559,-



EXPERT Serie



Hohe Effizienz durch: Edelstahlkopf / Verstärktes Spannzangen-System / Glasstablichtleiter 25.000 Lux / 24 Monate Garantie / innengeführte getrennte Kühlmedien

EXPERTtorque™ LUX E680 L

- Turbinenwinkelstück mit Licht.
- Druckknopfspannzange.
- Keramik-Kugellager.
- Austauschbarer Spray Mikrofilter.
- Reduzierte Kopfgröße und Spannzangenhaltekraft von bis zu 30N.

20753
Turbine L

Hersteller-
Listenpreis

1.459,-

215214
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis

2.918,-

Aktionspreis

742,60

Aktionspreis*

1.188,15

*inkl. Paketvorteil

DUO
PACK

EXPERTmatic™ LUX E25 L

- Schnellläuferwinkelstück 1:5 (rot)
- Maximaldrehzahl 200.000 U/min.
 - Keramik Kugellager.
 - Für Bohrschaft Ø 1,6 mm.
 - Die neue KaVo CoolHead Technologie verhindert aktiv die übermäßige Erwärmung des Kopfes bei unbeabsichtigter Betätigung des Druckknopfes.

20755
Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis

1.615,-

215215
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis

3.229,-

Aktionspreis

794,60

Aktionspreis*

1.271,35

*inkl. Paketvorteil

DUO
PACK

EXPERTmatic™ E10 C

- Handstück 1:1 (blau)
- Drehzahlbereich (max.) 40.00 U/min.
 - Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20762
Handstück

Hersteller-
Listenpreis

749,-

Aktionspreis

389,70

EXPERTmatic™ LUX E20 L

- Winkelstück 1:1 (blau) Drehzahlbereich (max.) 40.000 U/min.
- Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20761
Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis

1.177,-

215216
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis

2.354,-

Aktionspreis

579,10

Aktionspreis*

926,55

*inkl. Paketvorteil

DUO
PACK

EXPERTmatic™ LUX E15 L

- Winkelstück 5,4:1 (grün) Drehzahlbereich (max.) 7.400 U/min.
- Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20756
Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis

1.313,-

215217
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis

2.626,-

Aktionspreis

683,15

Aktionspreis*

1.093,-

*inkl. Paketvorteil

DUO
PACK

KaVo

altmann
dental GmbH & Co. KG
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck
DENTAL-NEBELSTY-KLINIK-RECHENBERG

futura·dent
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER
Oldenburger Dental · Depot seit 1927
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

KERN

C. Klöss Dental
Einrichtung · Material · Planung · Service
— sympathisch anders —

MULTIDENT
HÖCHST PERSÖNLICH

PAVEAS
Erfahrung macht den Unterschied

GERL.

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung
finden Sie unter www.dental-union.de
im Bereich „Vertriebsstruktur“.




www.dental-union.de

5 MASTER/EXPERT Instrumente

Beim Kauf eines Instrumentenpaketes, bestehend aus fünf Instrumenten* nach Wahl erhalten Sie einen Preisnachlass in Höhe des günstigsten Instruments im gewählten Paket.

* MASTERmatic Hand-Winkelstücke, MASTERtorque Turbinen und RONDOflex plus, EXPERTmatic Hand- & Winkelstücke, EXPERTtorque Turbinen und PROPHYflex 4 Box, SONICflex 2003 L Set, 2008 L/LS Set, Chirurgie Hand- & Winkelstücke. Bei der MASTER Serie zählen Köpfe nur in Verbindung mit einem Unterteil als komplettes Instrument.



Aktionspaket

DUO Pack und Aktionspakete sind nicht miteinander und mit anderen Aktionen kombinierbar



DUO Pack und Aktionspakete sind nicht miteinander und mit anderen Aktionen kombinierbar

MASTER Serie

Keramikkugellager, Glasstablichtleiter 25.000 Lux, 24 Monate Garantie, Plasmatec-Beschichtung.

MASTERtorque™ LUX M9000

- Turbinenwinkelstück mit Licht.
- Direct Stop Technology (DST) – Bohrer stoppt in einer Sekunde.
- Extrem leise mit einer Lautstärke von nur 57 dB(A).
- Kopfhöhe von nur 13,1 mm (mit 19 mm Bohrer nur 20 mm).

108246
Turbine silber
Hersteller-
Listenpreis

1.946,-

Aktionspreis

1.034,50



MASTERmatic™ LUX M25 L

- Schnellaufwinkelstück – kleiner Kopf, großer Unterschied.
- Übertragung 1:5 (bis zu 200.000 U/min).
 - Enorme Laufruhe durch Triple-Gear-Technology.
 - Beste Sicht durch patentierte Kniewinkelkombination.
 - Mehr Sicherheit durch austauschbaren Mikrosprayfilter.

118663
Winkelstück
Hersteller-
Listenpreis

2.198,-

Aktionspreis

1.081,45

215213
Duo-Pack
Hersteller-
Listenpreis

4.396,-

Aktionspreis*

1.622,15

*inkl. Paketvorteil



MASTERmatic™ LUX M45 L

- Schnellaufwinkelstück 1:4,2 (rot). Optimaler Zugang im molaren Bereich durch ergonomische Kopf-Knie-Winkelkombination.
- Kompatibilität mit Bohrerlängen von bis zu 25 mm.
 - CoolHead-Technologie.
 - Winkel-Kombination 120 Grad/19 Grad

221371
Winkelstück
Hersteller-
Listenpreis

2.198,-

Aktionspreis

1.081,45



MASTERmatic™ LUX M07 L

- Maximale Behandlungsflexibilität.
- Untersetzung 2,7:1
 - Kariesexkavation und Prophylaxeapplikationen.
 - Austauschbarer Mikrosprayfilter.
 - Kompatibel mit allen INTRA-Köpfen.

118660
Winkelstück
Hersteller-
Listenpreis

1.126,-

Aktionspreis

585,85



MASTERmatic™ LUX M20 L

- Der Praxisstandard für Kariesexkavation.
- Übertragung 1:1
 - Austauschbarer Mikrosprayfilter.
 - Kompatibel mit allen INTRA-Köpfen.

118662
Winkelstück
Hersteller-
Listenpreis

966,-

Aktionspreis

502,60



MASTERmatic™ LUX M10 L

- Für Handstück - und Winkelstückbohrer
- Übertragung 1:1
 - Auch für leichte extraorale Technicarbeiten geeignet.

118661
Handstück
Hersteller-
Listenpreis

1.414,-

Aktionspreis

735,70



L67 INTRA™ /L68 INTRA™

Für Winkelstückbohrer 2,35 mm.

103990
L67 INTRA Kopf 2:1 (grün),
Max. Drehzahl
20.000 U/min.

103989
L68 INTRA Kopf 1:1 (blau),
Max. Drehzahl
40.000 U/min.

Hersteller-
Listenpreis 510,-

Aktionspreis

271,10





K-ERGOgrip™/K-Control TLC

Leistungsstarker Laborantrieb mit Komfortlösung in ergonomischer Form und Leichtigkeit.

- Durchzugsstark: Drehmoment 7Ncm.
- Für alle gängigen Materialien (bis 50.000 U/min.).
- Spannzangensystem mit 40% höherer Haltekraft.
- Einfacher Kugellagerwechsel.
- Verschiedene Griffhülsen mit Softgrip.
- Für Rechts- und Linkshänder.

59698
Knie-Steuerung K-ERGOgrip TLC
59709
Fuß-Steuerung K-ERGOgrip TLC
59713
Tisch-Steuerung K-ERGOgrip TLC

Hersteller-
Listenpreis

2.908,-

Aktionspreis

1.654,45



K5™ plus/K-Control TLC

Leichter und kurzer Laborantrieb.

- Bis 35.000 U/min.
- Einwellensystem mit nur 2 Kugellagern / einfach zu wechseln.
- Reduzierte Oberflächentemperatur.
- Linkslauf bis 5.000 U/min.

103532
Knie-Steuerung
103531
Tisch-Steuerung
103533
Fuß-Steuerung

Hersteller-
Listenpreis

2.135,-

Aktionspreis

1.282,50

MULTIflex™ LUX Kupplung 465

- Mit 4-Loch LUX-Anschluss bzw. 4-Loch LED-Kupplung.
- Drehring-Sprayregulierung mit Raststellungen.
- Rückschlagventil für Spraywasser.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

92306
Kupplung 465 LED

Hersteller-
Listenpreis

649,-

Aktionspreis

339,-



RONDOflex™ plus 360

Air-Abrasions-Gerät für alle Indikationen. Das Air-Abrasions-Gerät mit zusätzlicher Wasserzufuhr und reduzierter Pulverbelastung.

42272
Abrasionsgerät inklusive
2 Pulverbehälter, Reinigungsbohrer,
Düsennadel, Pulver, Kanüle, Schlüssel

Hersteller-
Listenpreis

2.270,-

214101
Adapter für Kanüle

211,-

214100
Reinigungsverschluss

199,-

17716
Flasche 1.000 g Pulver 50 µm

47,90

17717
Flasche 1.000 g Pulver 27 µm

47,90

214409
Schutzbrille

17,90

AKTIONSPAKET*

- 1 x RONDOflex™ plus 360 Abrasions-
gerät inklusive Zubehör
- 2 x RONDOflex™ Schutzbrillen
- 1 x RONDOflex™ Abrasions-Pulver
50 µm Flasche 1000 g
- 1 x RONDOflex™ Abrasions-Pulver
27 µm Flasche 1000 g
- 1 x RONDOflex™ Kanüle Reinigungs-
adapter
- 1 x RONDOflex™ Reinigungsverschluss

Hersteller-Listenpreis 2.961,-

* Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.



K-POWERgrip™/K-Control TLC

Leistungsstarker und vibrationsarmer Laborantrieb mit minimalem Laufgeräusch.

- 7 Ncm Drehmoment / bis 50.000 U/min.
- Für alle gängigen Materialien geeignet.
- Einfacher Kugellagerwechsel.
- Reduzierte Oberflächentemperatur.
- Linkslauf bis 5.000 U/min.

103528
Knie-Steuerung
103529
Tisch-Steuerung
103530
Fuß-Steuerung

Hersteller-
Listenpreis

2.762,-

Aktionspreis

1.654,45



Knie-
Steuerung



Fuß-
Steuerung



Tisch-
Steuerung

Multifunktionssteuergeräte für alle hier aufgeführten Laborantriebe mit Digitalanzeige und Funktionsanalyse.

Handstücke zum Aktionspreis

Kaufen Sie nur ein neues Handstück und nutzen Sie Ihr bestehendes Steuergerät weiter.

59895
K-ERGOgrip
Handstück 4944

Hersteller-
Listenpreis

1.923,-

18208
K-POWERgrip
Handstück 4941

Hersteller-
Listenpreis

1.692,-

18506
K5 plus
Handstück 4911

Hersteller-
Listenpreis

1.368,-

Aktionspreis

1.024,10

Aktionspreis

940,50

Aktionspreis

792,75



MASTERsurg™ LUX

Perfekte Sicht durch Touch-Farbdisplay mit großem Blickwinkel.

- Maximaler Komfort durch Funk-Fußanlasser.
- SD Card-Dokumentation und Echtzeit-Drehmomentgrafik.
- 10 Programme mit bis zu 10 frei programmierbaren Schritten.
- Superleichter und kleiner Chirurgiemotor mit 80 Ncm Drehmoment.
- Höchste Präzision durch Auto-Kalibrierung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

116310
Set Chirurgie-Motor INTRA LUX S600 LED,
kabelloser Multifunktions-Fußanlasser,
Autoklavierbare Motorleitung für S600
LED, Starter Schlauchset (5 Stück),
Motor- und Instrumentenhalter,
Aufhängung für Kühlmittel, integrierte
Schlauchpumpe und Stromversorgung

Hersteller-
Listenpreis

5.895,-

207520
Winkelstück mit Licht, XL
mit Hexagon Spannsystem

1.231,70

AKTIONSPAKET

- 1 x MASTERsurg™ LUX Set
- 1 x SURGmatic™ Winkelstück
S201 XL Pro

Hersteller-Listenpreis 7.776,-

Paketpreis

4.433,90