

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



Phrozen Sonic LS+

Kompakter LCD-3D-Tischdrucker mit hoher Lichtintensität für schnelle Bauzeiten. Das hochwertig verarbeitete Vollmetallgehäuse und ein verbessertes Wannen- und Plattform-Handling machen die neue Druckergeneration absolut userfreundlich.

299239
3D-Tischdrucker

Hersteller-
Listenpreis 4.870,-

neu



Aktionspreis

3.895,-

FotoWash

Reinigungseinheit für 3D-gedruckte Bauteile nach dem Druckprozess. Gerät mit Magnetrührertechnik und automatischen Transfer zwischen beiden Becken.

299240
Reinigungseinheit

Hersteller-
Listenpreis 1.737,48



Aktionspreis

1.395,-

Dreve

FotoDent® model 2

Speziell für neue Druckergenerationen mit 385 nm entwickelt: Lichthärtendes Harz zur Herstellung von Dentalmodellen für Kieferorthopädie und Prothetik. Schnellerer Druckprozess durch höhere Ausgabe bei gewohnter Präzision.

203862
Flasche 1 kg model 2 beige-opak,
385 nm



Aktionspreis

139,-

PCU vario 40 Nachhärtemodul

Laborgerät auf LED-Basis zur Aushärtung von 3D-gedruckten Bauteilen. Sicherstellung von Mechanik und Biokompatibilität durch effektive Tiefenhardtung. Modularer Aufbau für bis zu 3 Nachbelichtungsmodulen - nur ein Bedienmodul nötig!

299241
Nachhärtemodul

Hersteller-
Listenpreis 4.175,08

299242
Bedienmodul

1.359,-

Hersteller-
Listenpreis 1.696,20

Aktionspreis

3.599,-



Grandio® disc multicolor

Grandio® disc multicolor (Nanokeramisches Hybrid-Material)
Mehr Spielraum für natürliche Ästhetik.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union
Fachhandelspartner.

217227
Disk H 15 mm, A3

VOCO

Jetzt auch in
18 mm
erhältlich!



Aktionspreis
379,-

Airbox One Absaugbox

Profi-Absaugbox Airbox One

- Absaugbox und Absaugung in einem Gerät vereint
- Saugstark und leise
- Maximale Bewegungsfreiheit – mobil Raum zu Raum
- Hochwertig, aus Edelstahl gefertigt

298887
Absaugbox

Hersteller-
Listenpreis

1.390,-

neu



Aktionspreis
1.160,-

Gipsmodelltrimmer HSS-AZ

Zuverlässiger Gipstrimmer mit großer Schleiföffnung, der durch Kurzschluss-
läufertechnik sehr verschleiß- und wartungsarm ist. Inklusive Magnetventil.

32336
Gipstrimmer mit Magnetventil und Folienschleifscheibe, 1 Meter Zu-
und Abflussschlauch, Schrägaufgabe

Hersteller-
Listenpreis


1.670,-



Aktionspreis
1.290,-

WASSERMANN
Hamburg · Germany

Aktionspreis
1.930,-



Feinstrahlgerät Gobi Classic

Das 2-Kammer-Präzisions-Feinstrahlgerät Gobi Classic bietet Ihnen höchste Qualität
und ausgereifte Technologie. Hochwertig aus Metall gefertigt, für den täglichen
Laboreinsatz auch im kleinen Labor. Überzeugend geringer Strahlmittelverbrauch.

203722
Feinstrahlgerät

Hersteller-
Listenpreis

2.505,-

VOCO / Wassermann Dental-Maschinen

altmann
dental GmbH & Co. KG
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura·dent
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH'S DENTAL
Oldenburger Dental-Depot seit 1927

GERL.

KERN

C. Klöss Dental
Einrichtung · Material · Planung · Service
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS
Erfahrung macht den Unterschied

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung
finden Sie unter www.dental-union.de
im Bereich „Vertriebsstruktur“.



www.dental-union.de

Cercon® yo ML

- Cercon® yo ML erfüllt nahezu jede Anforderung an Zirkonoxid und unterstützt Restaurationen, die ebenso funktional wie ästhetisch sind
- Cercon® yo ML, die Kraft von SMARTER Ästhetik, Produktion und Kontinuität
- Es bietet hervorragende Transluzenz, Farbsättigung und Farbtreue

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

295877
Disk Ø 98 mm H 14 mm, A3

174,90

295900
Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3

205,-

295891
Disk Ø 98 mm H 25 mm, A3

256,-

4+1



Dentsply Sirona



9+1



9+1

Genios®

Die erfolgreiche Highend-Zahn-Produktlinie Genios® besticht durch ihre brillante Ästhetik und vollkommene Form. Durch die Ergänzung mit den Zahnformen „Chic“ und „Dynamic“ als weiche und abrasive Variante erhalten Sie ein abgestimmtes Sortiment, das allen Ansprüchen gerecht wird. Mit insgesamt 27 Frontzahnformen kann Genios® sämtliche Indikationen abdecken. Die klassischen Frontzahngarnituren und Genios® Chic sowie Genios® Dynamic lassen sich für unterschiedlichste Anforderungen ideal miteinander kombinieren. Die von Michael H. Polz nach dem original biomechanischen Okklusionskonzept gestalteten Kauflächen der Genios® Seitenzähne können sowohl in der Zahn-zu-Zweizahn als auch in der Zahn-zu-Zahn-Beziehung aufgestellt werden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

Genios® A FZ V

29,70

Genios® P SZ V

22,30

PMMA Splint E

Frässcheiben aus BEGO PMMA Splint E zeichnen sich durch eine thermoplastische Flexibilität mit Thermomemoryeffekt aus. Durch den industriellen Polymerisationsprozess wird höchste Materialhomogenität erzielt und so eine hervorragende Langzeitstabilität garantiert.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

210694
PMMA Ø 98,5 mm, H 16 mm

Aktionspreis

63,90



Wironit® LA

- Ideales Fließverhalten bedeutet sicheres und entspanntes Arbeiten, da selbst feinste Bereiche präzise reproduziert werden
- Kontrollierter Gehalt an Kohlenstoff sowie den Zusatz von Tantal sorgen für exzellente Laser-Schweißeigenschaften auch in extremen Situationen
- Durch die hohe Bruchdehnung können Klammern problemlos aktiviert werden

42142
Packing 1 kg Legierung



Aktionspreis

225,-

Aktionspreis

115,-



WiroFine

- Universal-Einbettmasse für alle Indikationen in der Modellguss- und Kombi-Technik
- Schnell oder konventionell aufheizbar bis 1050 °C bei idealen Expansionswerten bietet die notwendige Flexibilität für das moderne Dentallabor
- Ideales Fließverhalten bedeutet sicheres und entspanntes Arbeiten, da selbst feinste Bereiche präzise reproduziert werden

19061
Karton 45 x 400 g Beutel ohne Flüssigkeit

uni-base® 300

uni-base® 300 ist ein Spezial-Stumpfgips nach DIN EN ISO 6873 : 2013, Typ 4, thixotrop, früh entformbar – für alle Säge-, Gegenbiss- und Diagnosemodelle.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

114834
Karton 25 kg Superhartgips elfenbein



Weitere
Farben
erhältlich!

Aktionspreis

125,90

Aktionspreis

55,90



Aktionspreis

170,90



optimill memosplint® Version S

Diese memosplint Produktvariante ist durch die erhöhte Steifigkeit universell geeignet für die Herstellung von flexiblen und bruchsicheren Schienen jeder Art sowie gefrästen Interimsversorgungen. Das klare thermoelastische Material gewährt eine hohe Ästhetik durch beinahe unsichtbare Befestigungsstrukturen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

296495
Ronde Ø 98,5 mm, H 20 mm, mit Stufe

dentona vivatemp®

Die erste Wahl für Schienen und Interimsversorgungen. Das Klasse IIa Pulver-Flüssig-System ist universell geeignet für die Herstellung von flexiblen und bruchsicheren Schienen jeder Art sowie kleinen Interimsversorgungen. Das klare thermoelastische Material gewährt eine hohe Ästhetik durch beinahe unsichtbare Befestigungsstrukturen.

296464
Set 150 g Pulver, 110 ml Liquid

ceraMotion® Zr Paste Glaze transpa

Glasurmasse in Pastenform
Besonders für monolithische Arbeiten aus Zirkonoxid und Lithium-Disilikat geeignet.

- Natürlich fluoreszierend für monolithische Finalisierung
- Gezielter und kontrollierter Auftrag möglich

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

124611
Dose 3 g Paste Glaze transpa



Aktionspreis*
26,90

*Aktion gilt nur in Deutschland & Österreich!



Aktionspreis*
499,-

*Aktion gilt nur in Deutschland & Österreich!

remanium® star

Moderne Aufbrennlegierung mit hervorragenden Bearbeitungseigenschaften und niedriger Härte. Geeignet für alle Verarbeitungstechnologien.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

38846
Packung 1 kg Legierung

Castorit® all speed

Hochexpandierende Speed-Einbettmasse, individuell steuerbar für alle Legierungen (außer Titan).

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

14048
Packung 40 x 150 g Beutel Einbettmasse



Aktionspreis*
189,-

*Aktion gilt nur in Deutschland & Österreich!

remanium® GM 800+

Extra federharte Universallegierung mit hoher Dehngrenze für alle Bereiche der Modellgusstechnik.

36183
Packung 1 kg Legierung
extrafederhart, 800+



Aktionspreis*
62,50

*Aktion gilt nur in Deutschland & Österreich!

CoCr Schweißdraht

Ideale Dimensionierung als Zusatzmaterial zum Laserschweißen für alle CoCr-Legierungen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

105533
Rolle 2 m Draht, Ø 0,5 mm



Aktionspreis*
57,50

*Aktion gilt nur in Deutschland & Österreich!

Aktionspreis*
43,50

*Aktion gilt nur in Deutschland & Österreich!



Tiger Brillant Polierpaste

Schnell schleifende und hochglanzpolierende Paste für hochglänzende Metalloberflächen.

Einsatzbereich

- CoCr-Legierungen
- Edelmetall-Legierungen
- NiCr-Legierungen
- Titan

55729
Packung 400 g Polierpaste

GC FUJIROCK® EP Classic Line

Superhartgips der Klasse IV. Classic Line für alle prothetischen Arbeiten, die hohe Präzision, hervorragende Kantenhärte und hohe Druckfestigkeit erfordern.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

57033
Eimer 12 kg Gips Goldbraun



Aktionspreis
66,95



Aktionspreis
68,50

GC FUJIROCK® EP Premium Line

Superhartgips der Klasse IV. Premium Line: Für hochpräzise Arbeiten (z. B. implantatgetragene oder vollkeramische Restaurationen).

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

123786
Eimer 11 kg Gips Pastellgelb

GC Initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite ist eine vorgesinterte Zirkonoxid-Ronde für CNC-Fräsmaschinen, aus der Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Veneers sowie Komponenten für zweiteilige oder Hybrid-Abutments hergestellt werden können. Initial Zirconia Disk Multilayer Elite gibt es in allen 16 V-Farben und 3 Bleach-Farben, in Stärken von 14, 16, 20 und 25 mm und mit einem Durchmesser von 98,5 mm.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

294233
Disk Ø 98,5 mm, H 14 mm, A3

Aktionspreis
122,90

294215
Disk Ø 98,5 mm, H 16 mm, A3

Aktionspreis
135,90

294240
Disk Ø 98,5 mm, H 20 mm, A3

Aktionspreis
163,90



GC PATTERN RESIN LS

Selbsthärtender Kunststoff zum Modellieren von Teleskop- und Konuskronen, individuellen Geschieben, implantatgetragenen Suprakonstruktionen, Implantat-Transferschablonen, Inlays, Onlays, Kronen und Brücken. Findet zudem Anwendung bei partiellen Prothesen und in der Galvanotechnik. In der Pinseltechnik einfach applizierbar. Verbrennt rückstandsfrei.

49053
Aktionspaket 100 g Pulver, 105 ml Flüssigkeit, 2 Anmischbecher, 1 Pinsel Nr. 4, 1 Aluständer

Aktionspreis
80,90



Aktionspreis

4.449,-



inkl.
IMPRIMO-Harze
im Wert von
500 €,
frei wählbar

Asiga Cure

Die Asiga Cure ist eine professionelle UV-Nachhärteeinheit für den dentalen 3D-Druck. Das System kombiniert präzise Lichthärtung mit integrierter Vakuumtechnologie und Infrarotheizung, um eine zuverlässige, reproduzierbare und materialschonende Nachbearbeitung 3D-gedruckter Bauteile zu ermöglichen.

299243
UV-Nachhärteeinheit

Hersteller-
Listenpreis 4.490,-

MINISTAR S® Black Edition

Die MINISTAR S® Black Edition präsentiert sich zum 100-jährigen Jubiläum von SCHEU-Dental in einer exklusiven, limitierten Sonderauflage inklusive hochwertiger SD-Folienschere B - Sonderedition 100 Jahre. Die markante schwarze Farbvariante verleiht dem bewährten Tiefziehgerät einen modernen, selbstbewussten Auftritt – ergänzt durch ein neu gestaltetes Displaydesign für eine zeitgemäße Optik.

298146
Druckformgerät 230 V inklusive Netzkabel,
Folienmusterbuch, 1,7 kg Edelstahl-Füllgranulat,
Schutzhäube, Silikonfett, Muster Granulatabdeckung,
SD-Folienschere B

Hersteller-
Listenpreis 2.304,-

MINISTAR S
Limited Black
limitierte
Stückzahl

Aktionspreis

1.855,-



inklusive
Materialpaket
im Wert von
200 €

RÜCKGABE-AKTION*

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines
Altgeräts erhalten Sie eine Gutschrift
in Höhe von

300€

*Rückgabe von einem Gerät pro Bestellung möglich



UNIQ+ pd

Die UNIQ+ pd Tiefziehfolie mit integrierter Schutzfolie bietet eine innovative Lösung für Alignerbehandlungen, indem sie mit nur einer Schicht maximale Wirkung erzielt. Im Gegensatz zu vielen mehrschichtigen Folien wirkt die UNIQ+ pd den entstehenden Kräften während der gesamten Behandlung konstant entgegen und verliert dabei nicht an Stabilität.

221022
Packing 10 Folien rund, Ø 125 mm,
Stärke 0,75 mm

26,90

10+2



IMPRIMO® LC Model

Lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz zur Herstellung hochpräziser Dentalmodelle mit glatten Oberflächen. Erhältlich in drei Farben für kieferorthopädische und prothetische Anwendungszwecke, abgestimmt auf DLP-Verfahren mit einer Lichtquelle von 385 und 405 nm.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

203559
Flasche 1 kg Harz grau



Aktionspreis

155,-

TORK® PREMIUM extra weiche Zickzack Handtücher (V-Falz)

Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Falthandtuchspendern. Verbrauchssparende und hygienische Einzeltuchentnahme. TORK® extra weiche Zickzack (V-Falz) Handtücher. TORK® Easy-Handling Verpackung für leichteres Tragen, einfacheres Öffnen und Entsorgen. Papierhandtücher Premium, saugfähig. EU Ecolabel und ISEGA Zertifikat.

103927

Karton 15 x 200 Tücher = 3.000 Premium Tücher
hochweiß 23 x 23 cm, 2-lagig, extra weich



TORK® Advanced Handtuch Zickzackfalz (V-Falz), weich

Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Falthandtuchspendern. 2-lagiges, weiches Tissue mit Dekorprägung. EU Ecolabel / ISEGA Zertifizierung und FSC- Zertifikat.

103924

Karton 15 x 250 Tücher = 3.750 Advanced Tücher
grün 24,8 x 23 cm, 2-lagig, Zickzackfalzung (V-Falz)



TORK® Xpress® Multifold Handtücher, extra weich

Verbrauchssparende und hygienische Einzeltuchentnahme, Funktionaler, ergonomischer und platzsparender Tork Carry Pack. Tuch wird bereits voll entfaltet entnommen. Extrem weich, saugstark und nassreißfest, aufgrund 2 Lagen Tissue-Plus mit Quick-Dry - Effekt. EU Ecolabel, FSC-Zertifiziert, ISEGA Zertifikat.

87553

Karton 21 x 100 = 2.100 Premium Tücher
hochweiß 21 x 34 cm, 2-lagig, extra weich



Aktionspreis
195,-

astron® Labtec Pro

MMA freier Prothesenkunststoff mit angenehmen Tragekomfort.

- Leicht zu verarbeiten
- Natürliche Farbgebung
- Hohe Bruchstabilität
- Problemlos unterfütterbar und für alle Konfektionszähne geeignet

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

128086

Economy Kit 320 g Pulver,
240 g Flüssigkeit

astron® CLEARsplint®

Einzigartige thermoaktive Flexibilität, die extreme Belastbarkeit und das Rückstellvermögen des Materials bei Wärmezufuhr. Durch die Mundtemperatur bleibt der Kunststoff stets geschmeidig und passt sich wunderbar an, ohne dabei an Festigkeit zu verlieren.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

90878

Packung 320 g Pulver,
240 ml Flüssigkeit



Aktionspreis
335,-



Aktionspreis
945,-

astron® CLEARsplint® Disc

- Industriell gefertigte Disc aus CLEARsplint® für Premium-Aufbissschienen.
- Thermoaktive Flexibilität, MMA- und BPA frei, auch für Allergiker geeignet / Testplättchen auf Anfrage.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

298143

Packung 12 Disks 98 x 16 mm,
mit Schulter

Alle Materialien aus dem Hause **astron** sind:





Aktionspreis
1.045,-

LED Arbeitsplatzleuchten

Einstellbare Helligkeit und Lichtfarbe (Farbechtheit RA>93) mit langlebigen LED (>50.000 Stunden). 3 Speicherplätze zur Sicherung der persönlichen Einstellungen und einfaches Umschalten.

203857
LED COMFORT TABLE mit Gelenkarm zur Tischmontage

Hersteller-
Listenpreis 1.350,-

REITEL

ERGORET COMFORT

Bei dem ERGORET COMFORT von Reitel handelt es sich um eine Art Schutzhaube für alle zahntechnischen Arbeiten, bei denen Schmutz, Staub und Dampf entsteht. Die abnehmbare Haube aus Sicherheitsglas schützt Sie dabei vor dem Einatmen solcher Stoffe. Durch den integrierten, herausnehmbaren Feilkloben werden Verschmutzungen direkt abgesaugt. Wir empfehlen z.B. den DUSTY MINI von Reitel.

220556
Schutzhaube

Hersteller-
Listenpreis

960,-



Aktionspreis
765,-

POLIRET CLASSIC

Die POLIRET CLASSIC ist eine Edelstahlpoliereinheit mit bürstenfreiem Motor und zwei Geschwindigkeitsstufen, 1.500/3.000 U/min. Durch besonders geformte Kanäle hat das Gerät eine noch leistungstärkere Absaugung. Inklusive LED-Beleuchtung und Sichtschutzscheiben.

129149
POLIRET CLASSIC

Hersteller-
Listenpreis

4.250,-



Aktionspreis
3.319,-

TRONADA

Eignet sich zum Reinigen von Kleinteilen, zahntechnischen Arbeiten und Instrumenten. Fette, Beizmittel und Verschmutzungen werden schonend und gründlich ohne chemische Zusätze entfernt. Dampfdruck 6 bar. Verfügt über eine integrierte Pumpe, die das Gerät automatisch befüllt.

18099
Dampfstrahler inklusive Luer-Lock-Adapter und 2,5 mm-Düsenaufsatz

Hersteller-
Listenpreis 3.490,-



DUSTY MINI HEPA

Trocken-Absaugung mit Motor- und Filterbeutel in HEPA-Stufe H13. Leistungsgeregelter Motor und geringer Platzbedarf. Extrem leise: 49-54 db (A).

217135
Trockensauger

Hersteller-
Listenpreis

490,-

Aktionspreis
385,-



SANDURET

Die Mikrofeinstrahler der SANDURET Serie sind mit 2, 3 oder 4 Kammern erhältlich und erzielen hervorragende Ergebnisse. Die beheizten Strahlkammern sichern stets trockenes Strahlgut und verstopfte Schläuche oder Düsen kommen nicht mehr vor. Inklusive Reitel-Schnell-Stopp-Funktion.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

66139
Sandstrahlergerät mit 2 Kammern

Hersteller-
Listenpreis 2.050,-



Aktionspreis
1.605,-

LIGHT 1

Zahntechnische Arbeitsleuchte

LIGHT 1 wurde entwickelt, um den komplexen Beleuchtungsanforderungen im Laboralltag gerecht zu werden. Ausgestattet mit innovativer Optiktechnologie, ermöglicht LIGHT 1 eine bisher unerreichte Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.

292772

Arbeitsplatzleuchte für Tischmontage,
Arm links

Hersteller-
Listenpreis

1.499,-



Aktionspreis

1.499,-



making work easy

SILENT powerCAM EC

CAM-Absaugung

- Für Power-User mit stark ausgelasteten CAM-Einheiten.
- Bürstenlose EC-Motortechnologie (garantierte Laufzeit von 5.000 Betriebsstunden).
- Hoher Volumenstrom mit ca. 4000l/min.
- Beutellose Stauberfassung.
- Automatische Filterabreinigung.
- Geringes Betriebsgeräusch von max. 54,3dB (A).

129089

CAM Absaugung inklusive 1 Quick Start Guide, 1 Quick Reference Card, 3 Entsorgungssäcke (1 x in Staubschublade eingelegt), 1 Saugschlauch 2 m inklusive 2 Endmuffen

Hersteller-
Listenpreis

2.999,-



Aktionspreis

2.549,-

SILENT EC2

Zweiplatzabsaugung für Power-User mit zwei Saugstellen ohne Staubbeutel und damit verbundene Folgekosten. Sorgloses Arbeiten durch eine wartungsarme EC-Motortechnologie (> 5.000 Betriebsstunden).

129090

Zweiplatzabsaugung inklusive 1 Quick Start Guide, 1 Quick Reference Card, 1 Druckluftschlauch (fest angeschlossen), 1 Anschlussset, 2 Quetschventile mit Saugstutzen (bereits montiert), 1 Saugschlauch 4 m, 4 Endmuffen

Hersteller-
Listenpreis

3.454,-



Aktionspreis

2.899,-

Basic quattro

Professionelles Feinstrahlgerät mit 2-4 Strahl tanks.

- Präzises Arbeiten bei bester Kosteneffizienz mit der speziellen Renfert-Mischkammer
- Von zwei auf bis zu vier Tanks modular erweiterbar, um alle Arbeiten abdecken zu können
- Große Sichtscheibe, präzise Konturerkennung am Objekt und hell erleuchtete Strahlkammer dank einzigartigem PerfectView Concept

24938

Strahlgerät 220-240 V

Hersteller-
Listenpreis

1.975,50



Aktionspreis

1.659,-

POWER steamer 1

- Versiegeltes Heizelement.
- Große Revisionsöffnung für besonders einfache Reinigung.
- Manuelle Befüllung.

215150

Dampfreinigungsgerät inklusive Tankdeckel, Kurzanleitung, Service-deckelwerkzeug, Dichtungssset

Hersteller-
Listenpreis

1.900,-



Aktionspreis

1.599,-

POWER steamer 2

- Versiegeltes Heizelement.
- Große Revisionsöffnung für besonders einfache Reinigung.
- Festwasseranschluss oder manuelle Befüllung.
- Konstanter Wasserdruck.

215149

Dampfreinigungsgerät inklusive Tankdeckel, Kurzanleitung, Service-deckelwerkzeug, Dichtungssset

Hersteller-
Listenpreis

2.855,-



Aktionspreis

2.399,-



S2 Profi Fräsgesetz

Das Allround-Fräsgesetz. Durch die gehobene technische Ausstattung platziert sich das S2 Profi Fräsgesetz von Schick zwischen dem S1 Basic und dem S3 Premium und präsentiert sich als echtes Allround-Fräsgesetz. Der äußerst massive Aufbau von Fräsarm und Säule verhindert jegliche Schwingungen und ermöglicht somit beste Fräsergebnisse.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

218815
Fräsgesetz inklusive Frässpindel,
Lichtkopf, Spannzange 2,35 mm

Hersteller-
Listenpreis 6.271,-

Aktionspreis
1.590,-



Q3 Profi

Q3 Profi von Schick bietet mit 50.000 U/min. und 9 Ncm Drehmoment besonders hohe Leistungsparameter. Dank neuer Technologie lässt sich die Drehzahl extrem feinfühlig regeln und eignet sich deshalb optimal für die Bearbeitung auch von anspruchsvollen Dentalwerkstoffen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

213487
Steuereinheit komplett, Kniesteuerung
9 Ncm / 200-50.000 U/min.

Hersteller-
Listenpreis 2.195,-

Mit
integrierter
Absaugung



Aktionspreis
940,-



Aktionspreis
5.690,-

Absorberbox XL

Die neue Absorberbox XL von Schick ist die sauberste Lösung für staubintensive Arbeiten im Labor. Das extra große Innenvolumen ermöglicht bequemes Arbeiten mit maximaler Bewegungsfreiheit. Großzügige Eingriffsöffnungen mit Gummimanschetten gestatten müheloses Einführen von Hand- und Werkstück. Durch eine integrierte Absaugung mit Feinfilter ist jederzeit freie Sicht auf das Werkstück gegeben. Die mitgelieferte Anschlußplatte ermöglicht bei Bedarf einen einfachen Umbau von interner auf externe Absaugung.

214515
Absorberbox

Hersteller-
Listenpreis 1.029,-

CERAMAGE

Natürliche Ästhetik mit ausgewogenen Materialeigenschaften. Dieses Mikrohybrid-Komposit ist zu mehr als 70 Gew.-% mit mikrofeiner Keramik gefüllt und bietet formstabile Modellierbarkeit, gute Polierbarkeit und eine Balance zwischen Festigkeit und Elastizität.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

63560
Spritze 4,6 g Komposit Inzisal 59



Aktionspreis
33,90



Mikrohybrid-Komposite
im CAD/CAM-Alltag:
Eine echte Alternative in der
Verblendtechnik.
Mehr erfahren unter:
[https://www.shofu.de/
produkte/ceramage-up/](https://www.shofu.de/produkte/ceramage-up/)

Aktionspreis
39,90



CERAMAGE UP

Lichthärtendes, fließfähiges Mikrohybrid-Komposit für die freie Schichttechnik. Die fließfähigen, dennoch kontrollierbaren Massen lassen sich frei modellieren, konturieren und untereinander kombinieren – auch in Verbindung mit klassischer Schichttechnik.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

120185
Spritze 5 g Komposit body A3

VITA LUMEX® UNIQUE

VITA LUMEX® UNIQUE - Die Liquid Ceramic für einfache 3D-Charakterisierung und ultradünnes Microveneering. Macht aus monolithisch einzigartig. VITA LUMEX® UNIQUE bietet maximale Ästhetik bei minimalem Aufwand. Ob effiziente 3D-Charakterisierung oder ultradünnes Microveneering auf Zirkondioxid, Lithium-disilikat oder Feldspatkeramik: VITA LUMEX® UNIQUE erzielt eine faszinierende Farbwirkung, beeindruckende Texturen und einen natürlichen Oberflächenglanz.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

296376
Dose 5 g Powder glaze

296367
Dose 4 g Paste fluo-glaze

296361
Dose 4 g Paste texture enamel light

296366
Dose 4 g Paste translucent effect deep-blue

296379
Dose 4 g Paste chroma grey-brown

Aktionspreis
17,90



neu



Aktionspreis
40,95



Aktionspreis
44,90



Aktionspreis
44,90

VITA



Aktionspreis
44,90

Aktionspreis
13,50



VITA LUMEX® UNIQUE Liquid

Liquid für VITA LUMEX® UNIQUE.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

296378
Flasche 15 ml Liquid